

Fiche Technique

GANT D'EXAMEN EN VINYLE - TRANSPARENT







1. CARACTERISTIQUES

- MATIERE : Polychlorure de vinyle (PVC).
- SOUPLE ET FORME ANATOMIQUE.
- POUDRAGE : Micro dosage (<=3mg/pc (medium)) amidon de maïs absorbable, USP Grade, FDA approuvé.
- PROTEINES: Sans proteïnes de latex naturel; recommandé aux personnes allergiques au latex.
- QUALITE ALIMENTAIRE: Convient pour les aliments alcoolisés jusqu'à 10°. Ne convient pas aux aliments gras, aux aliments acides et alcoolisés > 10°
- DATE D'EXPIRATION : 5 ans après la date de fabrication.

2. DIMENSIONS

ARTICLE	TAILLE	POIDS (gr)	LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	EPAISSEUR			
N°					Doigt	Paume	Manchette	
412602	S (6/7)	4.0 (+/-0.3)	240 min.	85 (+/-5)	0,05 (+/-0.03)	0,05 (+/-0.03)	0,04 (+/-0.03)	
412701	M (7/8)	4.2 (+/-0.3)	240 min.	95 (+/-5)	0,05 (+/-0.03)	0,05 (+/-0.03)	0,04 (+/-0.03)	
412800	L (8/9)	4.7 (+/-0.3)	240 min.	105 (+/-5)	0,05 (+/-0.03)	0,05 (+/-0.03)	0,04 (+/-0.03)	
412909	XL (9/10)	5.2 (+/-0.3)	240 min.	115 (+/-5)	0,05 (+/-0.03)	0,05 (+/-0.03)	0,04 (+/-0.03)	

3. PERFORMANCES D'USAGE

Forces minima	les à la rupture	Allongement minimal à la rupture			
Avant vieillissement accéléré	Après vieillissement accéléré	Avant vieillissement accéléré	Après vieillissement accéléré		
3.0 newton	3.0 newton	350 %	300 %		

4. REFERENCES NORMATIVES

 $C \in$

- Normes internationales: ISO 9001: 2008, ISO 13485: 2003
- Normes européennes: EU 2016/425, EN 420:2003+A1 et EN 10/2011 alimentation: 3% d'acide Acétique, 10% d'éthanol. Ne convient pas aux aliments gras.

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE NETTOYAGE

- Pour risques mineurs seulement.
- A stocker dans l'emballage original à l'abri de la lumière, de l'humidité et des températures extrêmes.
- Ce produit peut provoquer des réactions allergiques chez certains individus.



Etabl. H. VANZEEBROECK NV./SA. DEMEURSLAAN 73 - B1654 HUIZINGEN - BELGIË/BELGIQUE Tel: +32 (0)2 356 57 08

E-mail: sales@heva.be Web: www.heva.be FT 41.2 date: 11/24

page: 1 / 2



Fiche Technique

GANT D'EXAMEN EN VINYLE - TRANSPARENT NON STERILE - MICRO POUDRE

6. EMBALLAGE

Terminologie

- 1 dispencer = un carton de 100 gants
- 1 carton = emballage transport, boîte contenant les dispencers
- 10 dispencer de 100 gants dans une boîte.

	Art.	Code EAN dispencer	l x l x h dispencer	Code EAN carton	lxlxh carton	Cartons / couche	Couches / pal eur
SMALL	412602	5410616412602	200 x 115 x 57	15410616412609	285x235 x 225	13	9
MEDIUM	412701	5410616412701	200 x 115 x 57	15410616412708	285x235 x 225	13	9
LARGE	412800	5410616412800	200 x 115 x 57	15410616412807	285x235 x 225	13	9
X LARGE	412909	5410616412909	200 x 115 x 57	15410616412906	285x235 x 225	13	9

Code douanier: 39262000

(Ces informations, pouvant évoluer, sont communiquées à titre documentaire, sans valeur contractuelle).



Etabl. H. VANZEEBROECK NV./SA.
DEMEURSLAAN 73 - B1654 HUIZINGEN - BELGIË/BELGIQUE
Tel: +32 (0)2 356 57 08

E-mail : sales@heva.be Web : www.heva.be

FT 41.2 date: 11/24

page : 2 / 2